

SurgiTel®

Micro LED

Perfekcyjne połączenie technologii z innowacyjnością



Kompaktowy

Trwały

Niezawodny

ErgoVision® HD
Technology

 **SurgiTel**
Vision & Ergonomics at Work
www.surgitel.com
1 (800) 959-0153

Lupy • Oświetlenie • Kamery • Fotele

Autoryzowany dystrybutor:

Denmed®

33-100 Tarnów • ul. Piotra Skargi 42/1
tel. 14 621 72 46 • fax 14 626 37 38
denmed@denmed.com
www.denmed.com

Surgitel Micro LED



Oświetlenie Surgitel Micro LED zostało zaprojektowane od podstaw. Jest to kompaktowy, przenośny system oświetlenia o dużym natężeniu światła, który doskonale sprawdza się w pracy z naszymi wielokrotnie nagradzonymi lupami. Dzięki połączeniu technologii HD ErgoVision zastosowanej w lupach zabiegowych SurgiTel ze światłem Surgitel MicroLED o mocy 3 watów praca staje się jeszcze bardziej komfortowa a kolory wyraźne.

Ważniejsze właściwości



Rzeczywisty rozmiar



Surgitel Micro LED

- Jednorodna, wyraźna wiązka światła
- Doskonałe odzwierciedlenie kolorów, białe światło
- Możliwość używania z innymi lupami

Opcjonalny filtr zapobiegający utwardzaniu kompozytów

Bateria Mini Lithium Ion

- Jednakowa jasność, optymalna żywotność LED
- Regulacja natężenia światła zapobiega nadmiernemu zużyciu LED
- Czas pracy do 8 godzin

Rozmiar standardowej talii kart



ŚWIATŁO LED

LED	3 Watt
Jasność	10,000 - 45,000 luksów (1,000 - 4,500 stopoświec) w odległości 40cm
Żywotność LED	Ponad 10,000 godzin
Temperatura koloru	5,500K
Średnica soczewki	14,0mm
Średnica wiązki światła	10cm w odległości 40cm
Waga	10.0 g z zaczepem i pomarańczowym filtrem
Utwardzanie kompozytów	pomarańczowy filtr zapobiegający utwardzaniu kompozytów

BATERIA

Rodzaj baterii	Bateria litowa
Żywotność baterii	Do 8 godzin (7 godzin na największym natężeniu)
Czas ładowania	2-3 godziny do pełnego naładowania światła LED można używać podczas ładowania
Cykle ładowania	Do 800 cykli
Waga	114g